



neodisher® Dekonta AF



Rengjørings- og desinfeksjonsmiddel for maskinell reprosessering av sengerammer og traller

Flytende konsentrat

Bruksområde:

- Kombinert rengjøring og desinfeksjon i dekontamineringsanlegg til f.eks. sengerammer, instrumentbeholdere, operasjonsbord, traller og operasjonssko
- Kombinert, maskinell rengjøring og desinfeksjon av personlig verneutstyr (PVU)¹.

Omfang:

- Baktericid, soppdrepende og begrenset virucidal aktivitet
- Virksomheten ble testet og bekreftet i henhold til europeiske standarder og tilsvarer dermed kravene til EN 14885
- Effektiviteten mot innkapslede virus (inkl. HBV, HIV, HCV) ble i tillegg testet og bekreftet i henhold til retningslinjen DVV/RKI²
- Innført i IHO³-desinfeksjonsmiddellisten

Spesielle egenskaper:

- Uten aldehyder
- Rask virksomt og skånsomt mot materialer
- Bruksløsningen ligger i pH-nøytralt område mellom pH 5 - 8 ved bruk av avherdet vannkvalitet
- Tilsvarer kravene til AK-BWA⁴ og ISO 15883-7

Bruk og dosering:

neodisher Dekonta AF skal brukes i dekontamineringsanlegg. Doseringen gjøres via maskinens egne doseringsenhet. Konsentrasjon, temperatur og virketid er avhengig av maskintype.

Følgende virksomheter ble bevist under høy belastning:

Kombinert rengjøring og desinfeksjon i dekontamineringsanlegg til f.eks. sengerammer, instrumentbeholdere, operasjonsbord, traller og operasjonssko			
	50 °C	55 °C	60 °C
baktericid (EN 13727, EN 14561)	10 ml/l (1,0 %), 2 min 5 ml/l (0,5 %), 5 min	10 ml/l (1,0 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min
soppdrepende (EN 13624, EN 14562)	7,5 ml/l (0,75 %), 5 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min
begrenset virucidal (EN 14476, EN 17111, DVV/RKI ²)	10 ml/l (1,0 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min	5 ml/l (0,5 %), 2 min
Kombinert rengjøring og desinfeksjon av personlig verneutstyr¹ i rengjørings- og desinfeksjonsenheter og vaskemaskiner med sentrifugering			
baktericid, soppdrepende, begrenset virucidal	10 ml/l (1,0 %), 5 min, 50 °C 10 ml/l (1,0 %), 2 min, 55 °C		

Den prosessrelaterte kimreduksjonen på 5 log-trinn (*Enterococcus faecium*) som kreves iht. AK-BWA⁴ har blitt demonstrert i ulike prosesser og dekontamineringsanlegg (f.eks. Getinge Cleanstation 9120, Dirschl WAT/WDT, Kannegießer CWD-D-Containerschleuse, Reha Wash type 313).

Kompatibilitet med neodisher skyllemidler som brukes før og etter, som anbefales for mekanisk reprosessering av sengerammer, instrumentbeholdere og operasjonsbord samt traller og operasjonssko i dekontamineringsanlegg og som kommer inn i dekontamineringsløsningen via skyllevannet, er garantert.



neodisher® Dekonta AF

neodisher Dekonta AF fører til en sur pH-verdi av bruksløsningen ved bruk av demineralisert vann. I disse tilfellene må man se til at alle deler er bestandige mot syre, Det er nødvendig med syrefaste avløpsledninger når sure løsninger skylles bort. Rør av eternitt og støpejernsrør er ikke egnet og krever først en nøytralisering av løsningen som skal skylles ut.

Generelle henvisninger for bruk:

- Kun for yrkesmessig bruk.
- Etter bruk skal neodisher Dekonta AF-bruclsøsning skylles helt med vann (helst demineralisert). Vannflekker unngås og eloksert aluminium beskyttes ved bruk av fullstendig demineralisert vann.
- Skylles med vann før produktskifte i doseringsystemer, inkl. sugeslanger.
- Reprosessering av medisinske produkter må utføres i samsvar med lovgivningen om medisinske produkter og gjeldende forskrifter ved bruk av egnede validerte prosedyrer
- Bruksanvisningen til produsenten av dekontamineringsanlegget, rengjørings- og desinfeksjonsenheten eller vaskemaskinen med sentrifugering må overholdes.
- Reprosessering av medisinske produkter: Vær oppmerksom på repressesering-anbefalinger fra produsenten av medisinsk utstyr tilsvarende kravene til DIN EN ISO 17664 og anbefalingene til AK-BWA⁴ i aktuell utgave til AK-BWA-brosjyren "Maskinell dekontaminering".
- Reprosessering av personlig verneutstyr¹: Vær oppmerksom på repressesering-anbefalingene til produsenten av personlig verneutstyr.
- Må ikke blandes med andre produkter.
- **Desinfeksjonsmiddel må brukes forsiktig.**
Les alltid etikett og produktinformasjon før bruk.

Rapporter/oppføringer:

Effektiviteten av desinfiserende midler er bekreftet av eksportrapporter. neodisher Dekonta AF ble brukt i forbindelse med godkjenning av personlig verneutstyr¹ med hensyn til materialkompatibilitet av forskjellige test- og godkjenningsorganer og ble positivt vurdert.

Vi sender gjerne vurderingene, om dette er ønskelig.

Tekniske data:

pH-verdi	6,3 - 5,4 (4 - 10 ml/l, bestemt i avsaltet vann 15 °d på 0 °d, 20 °C)
Viskositet	< 10 mPa s (konsentrat, 20 °C)
Tetthet	ca. 1,0 g/cm ³ (20 °C)

Innholdstoffer:

Ingredienser til rengjøringsmidler i henhold til EU-vaskemiddelforordning 648/2004:

< 5 % ikke-ioniske tensider
også desinfeksjonsmidler

Virkestoffer i 100 g:

2,25 g benzalkoniumklorid, 0,7 g N,N-didecyl-N-metyl-poly(oksyetyl)ammoniumpropionat

CE-merking:



neodisher Dekonta AF oppfyller kravene som følger av europeisk lovgivning om medisinsk utstyr.

Kontakt produsenten og ansvarlig myndighet, dersom det oppstår en alvorlig situasjon med dette produktet.

Henvisninger for oppbevaring/lagring:

En temperatur mellom 0 °C og 30 °C må overholdes ved lagring. Kan oppbevares i 3 år ved riktig lagring. Kan brukes til: se stempel på etiketten bak symbol

Fare- og sikkerhetshenvisninger:

Sikkerhets- og miljøinformasjoner finnes i sikkerhetsdatabladene. Disse er tilgjengelige under www.drweigert.de i seksjonen "Service/downloads".

Ved forskriftsmessig bruk er produktet ufarlig i henhold til de relevante matforedlingsdirektivene.

Beholdere må kun avhendes tomme og lukket.

Avhending av materialrester: se sikkerhetsdatablad.

MB 4018/3-8

Utgave: 05/2020

¹ Personlig verneutstyr, kjemiske verneklær inkludert dykkerutstyr (PVU)

² i henhold til testretningslinjene til Robert Koch Institute (RKI) og den tyske foreningen for kontroll av virusykdommer (DVV)

³ Industriforeningen for hygiene og overflatebeskyttelse (IHO)

⁴ Arbeidsgruppe for dekontamineringsanlegg for sengeramme og vogn